



 **SkinTec**

SOFT FX

Analyse multi-paramètres peau et cheveux

TECHNOLOGIE D'ANALYSE MULTI-PARAMÈTRES

Le Soft FX est un **dispositif d'analyse professionnel de pointe**, spécifiquement conçu pour les experts en esthétique, en dermatologie, et dans le **domaine de l'anti-âge**. Bien plus qu'un simple appareil de diagnostic, il constitue une solution complète **permettant d'évaluer précisément l'état de la peau sur plusieurs zones du corps et des cheveux**.


Grâce à ses sondes de mesure multi-paramètres et à sa microcaméra haute résolution, le Soft FX fournit une **analyse détaillée et personnalisée des caractéristiques cutanées et capillaires**, telles que l'hydratation, l'élasticité, le sébum, la pigmentation, et le pH de la peau. La microcaméra capture des images précises qui permettent une visualisation approfondie de l'épiderme et des zones ciblées.

L'interface du Soft FX, intuitive et accessible, guide l'utilisateur tout au long de chaque programme sélectionné, depuis l'étape de diagnostic initial jusqu'à l'élaboration de recommandations de soins et de traitements. **En quelques minutes, vous obtenez des relevés complets et approfondis qui peuvent être utilisés pour ajuster les soins esthétiques** et anti-âge en fonction des besoins uniques de chaque client.

De plus, les **données et les images recueillies peuvent être enregistrées pour un suivi des évolutions cutanées** au fil du temps, offrant ainsi un outil de communication puissant pour démontrer les résultats des traitements aux clients et renforcer leur fidélité. Le Soft FX devient alors un **allié essentiel pour les professionnels de la beauté**, leur permettant de fournir un diagnostic avancé et de proposer des soins sur mesure pour un service optimal.




PROBLÉMATIQUES ANALYSÉES




Hydratation de la peau

Évaluation de la teneur en eau de la couche cornée.




Élasticité cutanée

Mesure de la déformation de la peau sous stress.




Pigmentation

Détermination du contenu en mélanine.




Structure et densité des cheveux

Analyse de la santé capillaire.




pH cutané

Évaluation de l'acidité ou de l'alcalinité de la peau.



Température de la peau

Mesure de la température superficielle.



Sébum

Analyse de la production de sébum



VISAGE



Analyse du sébum, de l'hydratation et de la pigmentation pour des soins anti-âge et hydratants ciblés.

CUIR CHEVELU



Mesure de la densité et de la structure pour des soins adaptés au cuir chevelu et aux cheveux.

CORPS



Évaluation de l'hydratation et de l'élasticité pour cibler les besoins en soins corporels.

DÉCOLLETÉ



Mesure de l'élasticité et du pH pour prévenir les signes de vieillissement sur cette zone sensible.

ZONES ANALYSABLES



DIAGNOSTIC PRÉCIS & SUIVI PERSONNALISÉ

Analyse ultra-précise adaptée à
chaque client.

Suivi évolutif avec images et
statistiques.


Recommandations personnalisées
via une base de soins.

Rapports numériques faciles à
partager.

Interface intuitive pour une
utilisation simplifiée.

Interface multi-zones : Cheveux,
visage, décolleté, dos, mains,
jambes.

Fidélisation renforcée par
le suivi et la transparence
des résultats.



LES RÉSULTATS

Communiqués par le SOFT FX



RAPPORT DÉTAILLÉ


Une analyse exhaustive des paramètres clés, tels que l'hydratation, l'élasticité, et la pigmentation, permettant une compréhension claire de l'état de leur peau et cheveux.

SUIVI ÉVOLUTIF

Avec l'enregistrement des données dans le temps, il devient facile de suivre les progrès et d'ajuster les soins pour garantir des résultats durables et satisfaisants.

PRÉSENTATION VISUELLE DES RÉSULTATS

Des graphiques et images spécifiques à chaque zone analysée permettent d'illustrer l'état de la peau de manière professionnelle et claire, renforçant la transparence et la confiance du client.



RECOMMANDATIONS DE SOINS CIBLÉS

Sur la base des diagnostics, le Soft FX propose des soins et produits parfaitement adaptés aux besoins individuels de chaque client, optimisant ainsi l'efficacité des traitements.



BASES DE DONNÉES

Le dispositif permet à chaque utilisateur de **créer et personnaliser sa propre base de données de produits et de traitements**. Cela facilite des recommandations de soins précises et adaptées aux spécificités des clients, améliorant l'efficacité des protocoles de traitement.

NORMES ET CE

Le Soft FX **respecte les normes européennes de sécurité et de performance, validé par le marquage CE**. Cette certification assure aux professionnels une utilisation en toute confiance, répondant aux exigences les plus strictes en matière d'appareils esthétiques.

ENTRETIEN & CONTRAT DE MAINTENANCE

Il permet de **garantir** le bon **fonctionnement** du dispositif, **anticiper** d'éventuelles avaries et **optimiser** la **durée de vie** de l'appareil.





La Technologie au service de la Réussite !

RESTONS EN CONTACT



Flashez pour accéder au site web



SKINTEC.FR



+33 6 14 61 24 66



clement@skintec.fr



45, rue des étudiants 92400 Courbevoie - FRANCE